

メデラさく乳器 製品スペック比較表

スイング・マキシ電動さく乳器



ソロ電動さく乳器



ハーモニー手動さく乳器
エッセンシャルズバック



ハーモニー手動さく乳器



さく乳スタイル	電動 / ダブルポンプ(両胸同時)	電動 / シングルポンプ(片胸交互)	手動 / シングルポンプ(片胸交互)	手動 / シングルポンプ(片胸交互)
さく乳頻度	毎日	時々	一時的、もしくは週に数回のみ	一時的、もしくは週に数回のみ
吸引圧レベル	9段階	9段階	-----	-----
電池	充電式バッテリー (USB電源アダプター付)	充電式バッテリー (USB電源アダプター付)	-----	-----
モーター本体重量	339g	258.9 g	-----	-----
その他機能	片胸交互のさく乳も可能	コンパクトサイズ	-----	-----
特徴	両胸同時で時短さく乳！ 効率性No.1*のダブル電動さく乳器 *当社比	片手で簡単操作！ スタイリッシュな片胸用電動さく乳器	左右どちらの手でも使える 握りやすく使いやすい 回転式ハンドルデザイン	左右どちらの手でも使える 握りやすく使いやすい 回転式ハンドルデザイン
自然なさく乳を実現する 2フェーズさく乳テクノロジー	○	○	○	○
授乳用乳首付属	×	×	○ 授乳用乳首Sサイズ 付属	×
パーソナルフィット フレックス さく乳口 付属	○ Sサイズ(21mm)とMサイズ (24mm) の 2サイズ同梱	○ Mサイズ (24mm) 同梱	○ Mサイズ (24mm) 1サイズ同梱	○ Mサイズ (24mm) 1サイズ同梱
おすすめポイント	両胸同時さく乳で、時短！ パーソナルフィット フレックスさく乳口搭載。ぴったりフィットして快適にさく乳できます。さらに、部品が少なく大きいので、組み立てやお手入れも簡単。 シンプルなボタン操作で、自然で優しいさく乳が可能です。 充電式なので、コンセントの前だけでなく、好きな場所でさく乳できます。	パーソナルフィット フレックスさく乳口搭載。ぴったりフィットして快適にさく乳できます。さらに、部品が少なく大きいので、組み立てやお手入れも簡単。 シンプルなボタン操作で、自然で優しいさく乳が可能です。 充電式なので、コンセントの前だけでなく、好きな場所でさく乳できます。	パーソナルフィット フレックスさく乳口を搭載。握りやすく使いやすく、疲れにくいデザイン。ハンドルは、左右どちらの手でも使える回転式。軽量で小型でバッグに収まる便利なさく乳器です。 場所を選ばず快適にさく乳できます。 母乳パッド4枚のサンプルと、母乳保存バッグ4枚のサンプル、授乳用乳首Sサイズが同梱されています。	パーソナルフィット フレックスさく乳口を搭載。握りやすく使いやすく、疲れにくいデザイン。ハンドルは、左右どちらの手でも使える回転式。軽量で小型でバッグに収まる便利なさく乳器です。場所を選ばず快適にさく乳できます。