

**medela** 

mother's milk,  
everyday amazing™

# Medela bryst- pumpe med Flex™ -teknologi


En helt ny pumpeopplevelse,  
personlig tilpasset for deg



NYHET

# Medela Flex™ -teknologi brystpumper

En helt ny pumpeopplevelse, personlig tilpasset for deg



Vinkelen på 105° gir bedre passform for bedre melkestrøm

Overflytbeskyttelse (lukket system) slik at du kan pumpe i en behagelig stilling som fungerer for deg.

Oval form kan dreies 360°

Myk, jevn, fleksibel kant

Fire traktstørrelser er tilgjengelige – vår tilpasningsveiledning hjelper deg å finne riktig størrelse for deg

Hver mor er unik, fra formen på brystene og brystvortene til hvilke krav livsstilen hennes innebærer. Vår nye Flex™ -teknologi brystpumper er de første som er utformet for å tilpasse seg til din form for en mer effektiv, komfortabel melkeutdriving.



## PersonalFit Flex™ brysttrakt

Den nye brysttrakten PersonalFit Flex™ ble utviklet ved hjelp av en gruppe forskere og ammende mødre. Den er designet slik at den lett kan tilpasse seg formene dine, og stimulerer melkestrømmen ved å unngå at melkekanalene presses sammen. Dette gjør det lettere for hver mor å finne en pumpeposisjon som er mest mulig komfortabel for henne. Resultatet? Mer komfortabel, mer effektiv utdriving, utformet med tanke på deg.



## 2-Phase Expression® -teknologi

Under amming suger barnet raskt i starten for å få i gang melkestrømmen, og deretter langsommere under selve ammingen. Medela 2-Phase Expression®-teknologien etterligner disse instinktive rytmene for å skape en mer naturlig og komfortabel pumpeopplevelse.

## Dobbeltpumping

Vår forskning viser at den unike kombinasjonen av dobbeltpumping med Medela 2-Phase Expression®-teknologi fører til at det produseres mer melk med høyere næringsinnhold, og på kortere tid enn det tar å pumpe ut to flasker med enkeltvis pumping.

# Mer melk og komfort, testet med mødre

Våre forskere testet PersonalFit Flex™ brysttrakt i fire kliniske studier med ammende mødre. På tvers av mer enn 1 000 pumpeøkter har de bevist at den tilbyr økt komfort og effektivitet. I likhet med alle produkter fra Medela er brystpumpene Flex™ designet for å gjøre ammingen enklere, slik at du kan mate barnet ditt med din mirakuløse brystmelk lenger.



**Brystmelk er fantastisk.** Det er den beste starten på livet for spedbarnet ditt. Medela har jobbet med forskere innen brystmelk i mer enn 50 år. Vi er her for å støtte alle ammende mødre med våre kunnskaper, vår ekspertise og vårt unike produktutvalg, blant annet sveitsiskproduserte brystpumper som helsepersonell hele verden over setter sin lit til.

# Utvalget av Flex™ -teknologi brystpumper

## Swing Flex™

For rask, effektiv pumping når du trenger det



## Swing Maxi Flex™

Mer melk på halvparten av tiden



## Freestyle Flex™

Fleksibilitet til å pumpe når som helst, hvor som helst



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Pumpetype   | Enkel elektrisk                           | Dobbel elektrisk                          | Dobbel elektrisk  |
| Anbefalt bruk   | Sporadisk                                 | Daglig                                    | Daglig  |
| Lettvint å bruke og komfortabel   | •   | •   | •   |
| PersonalFit Flex™ trakt   | •   | •   | •   |
| Justerbar vakuumbstyrke   | •   | •   | •   |
| Vakuumbstyrke   | -45 mmHg til -245 mmHg                    | -45 mmHg til -245 mmHg                    | -45 mmHg til -245 mmHg  |
| 2-Phase Expression®   | •   | •   | •   |
| Overstrømningsbeskyttelse (lukket system)   | •   | •   | •   |
| BPA-fri   | •   | •   | •   |
| Kobles til MyMedela-appen   |   |   | •   |
| Bakgrunnsbelyst skjerm som viser økttid, batteristatus, vakuumnivå, bluetooth-tilkobling osv. |   |   | •   |
| USB-lader   |   |   | •   |
| Batteridreven   | Opptil 1 time<br>(batteri medfølger ikke) | Opptil 1 time<br>(batteri medfølger ikke) | Innebygd oppladbart batteri for opptil 8 pumpeøkter med dobbelt pumping |
| Komplett løsning for lagring, kjøling og transport av pumpet brystmelk                        |   |   | Kjølebag, oppbevaringsflasker og bæresepe                               |
| Vekt  | 200 g uten batterier                      | 220 g uten batterier                      | > 300 g inkl. oppladbart batteri  |
| Størrelse   | 12x13x5,7 cm                              | 12x13x5,7 cm                              | 14,8x6,6x4,6 cm   |

\*Kliniske studier, PersonalFit Flex sammenlignet med PersonalFit, tilgjengelige data (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Du finner mer hjelp og råd om brystmelk, amming og Medelas pumper og andre produkter på [www.medela.no/flex](http://www.medela.no/flex)