

ClotStop®-kateter för thoraxdränage

Exklusivt distribuerad i Europa av Medela

- Främjar oavbrutet flöde utan koagulation^{1,2,3}
- Minskar behovet av kontinuerlig "milking"^{2,3}
- Förbättrar patientkomforten³

FÖR EFFEKTIVT OCH SÄKERT THORAXDRÄNAGE

En prospektiv observationsstudie visar att 36 % av thoraxdränen ockluderar efter hjärtkirurgi. 86 % av dessa ocklusioner uppstår inuti patienten och är därför inte synliga för läkare och vårdpersonal.⁴

De innovativa ClotStop®-dränen minskar risken för blodproppsbildning och förhindrar därmed ocklusion av den. Dränen har en beläggning av innovativ hydrogelpolymer. Detta är inte någon antikoagulantia och är medicinskt säker då den inte påverkar naturlig blodkoagulering. I kontakt med vatten skapar den en så låg friktionskoefficient att blodproppar och utsöndringar inte kan fästa i ytan på dränen. Denna ultrasläta beläggning förhindrar vävnadsbildning och uppkomst av blodproppar. Det minskade motståndet på dränytan främjar oavbrutet vätskedränage och minskar behovet av kontinuerlig "milking".²

Mediastinala drän med stor innerlumen och specialdesign optimerar dränflödet och minimerar tryck på hjärta, kranskärl och transplanat.

ClotStop®-drän är gjorda av silikon vilket säkerställer enkel och säker placering i bröstkorgen. Tack vare det mjuka och behagliga materialet kan patienten röra sig fritt med större komfort. ClotStop® bidrar till ökad patientsäkerhet och återhämtning.¹

- Innovativ och medicinskt säker tack vare ClotStop®-beläggningen
- Säkert och effektivt dränage minskar risken för blodproppsbildning.
- Ökad patientkomfort tack vare optimering av silikonmaterial och beläggning.
- Tidsbesparande för vårdpersonal genom minskat behov av "milking och stripping".

Referens

1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. 2 Medela qualitative customer interviews. 3 Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. 4 Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

ClotStop®-dränen distribueras av Medela i följande storlekar:

Beskrivning	Storlek	Art.nr
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	8 FR	100008ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	10 FR	100010ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	12 FR	100012ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	14 FR	100014ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala*	16 FR	100016ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, högvinklad, skala*	16 FR	111016ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala*	20 FR	100020ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, högvinklad, skala*	20 FR	111120ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala*	24 FR	100024ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, högvinklad, skala*	24 FR	111124ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala*	28 FR	100028ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, högvinklad, skala*	28 FR	111128ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	32 FR	100032ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, högvinklad, skala	32 FR	111132ATS
Thoraxdrän av silikon med ClotStop®, skala	36 FR	100036ATS
Mediastinalt drän med ClotStop®, sidohål	7 mm	111075AT
Mediastinalt drän med ClotStop®, sidohål	9 mm	111095AT
Mediastinal drän med ClotStop®, hål upptill & nedtill	9 mm	111099AT

Alla produkter levereras i enheter om 10 stycken. *Dränen finns också utan ClotStop®-beläggning.

Vill du få fördelarna hos våra effektiva ClotStop®-drän?

Kontakta oss nu för en individuell produktpresentation.


Upptäck fördelarna med ClotStop i alla former av thoraxdränage: www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter



Erbjuds till dig av

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.

Distribueras av Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200 Fax +46 8
588 03 299 info@medela.se
www.medela.se

 Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501, USA
www.axiommed.com

medela 
THE SCIENCE OF CARE™

 0413